

SDS-PAGE 凝胶线性分离范围

在 SDS-PAGE 凝胶电泳中，选择适合目的蛋白的下层胶浓度至关重要；使目的蛋白落在线性分离范围内是其最佳选择。

为了方便选择合适浓度的下层胶，现将其线性分离范围即最佳分离范围列表如下：

SDS-PAGE 下层胶浓度	最佳分离范围（线性分离范围）
6%	60-200kD
7.5%	40-100kD
10%	20-70kD
12.5%	15-60kD
15%	10-40kD