

蛋白酶抑制剂混合液 通用型(100X, 不含 EDTA)

Protease Inhibitor Cocktail (100X, EDTA-free)

冰袋运输, 保存于-20°C, 保质期 1 年

【货号规格】

货号	品名	规格
WB0211	蛋白酶抑制剂混合液 通用型(100X)	1 mL

【产品说明】

博泰斯 biotides 的蛋白酶抑制剂混合液 (Protease Inhibitor Cocktail) 是经优化的多种蛋白酶抑制剂组成的、广谱的抑制剂混合物。含有 AEBSF, Leupeptin, Pepstatin, Bestatin, Aprotinin, E-64 等多种高效蛋白酶抑制剂。可有效抑制细胞或组织提取物中的各种蛋白酶活性, 如丝氨酸蛋白酶、氨基肽酶、半胱氨酸蛋白酶、苏氨酸和天冬氨酸蛋白酶等。

可用于蛋白纯化, 免疫印迹, 免疫共沉淀, 免疫荧光, 免疫组织化学, 激酶测定等研究。

【操作步骤】

本蛋白酶抑制剂混合液是 100X, 使用时先混匀, 按照 1: 100 的比例加入到裂解液或样品溶液中。

根据实验需要, 可同时加入磷酸酶抑制剂混合液 (博泰斯 biotides 货号 WB0212), 混匀, 冰上预冷备用。

【温馨提示】

1. 本产品可分装保存
2. 该混合物在冷冻后可能出现沉淀物, 这是正常现象, 可振荡溶解后继续使用, 不影响效果。
3. 不同的样品蛋白酶含量和种类不同, 可根据具体实验增加蛋白酶抑制剂混合液的用量。
4. 本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

【王牌产品】

货号	品名	规格
WB0212	磷酸酶抑制剂混合液 (100X)	1 mL
WB0101	RIPA 裂解液 (强)	100 mL
WB210	SDS-PAGE 一步法凝胶快速制备试剂盒	62-125 Gels
WB1902	三色预染蛋白 marker 10-250 kDa	2*250 μ L
PG3002	5 \times SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 无气味 不含 DTT 和 2-ME	5*1 mL
WB1701	即用型转膜滤纸	200 sheets
WB7202	一抗二抗通用型抗体稀释液	500 mL
WB1501	抗体快速剥离液 膜再生液	500 mL
WB2001	超敏发光液 飞克级	100 mL